


คู่มือการใช้งานโปรแกรม ICD10 Mapper

1. การติดตั้งโปรแกรม

1.1 ดับเบิลคลิกที่ setup.exe




1.2 จะปรากฏหน้าจอภาพ ให้คลิก OK



1.3 คลิกที่ไอคอน




1.4 คลิก Continue




1.5 ระหว่าง setup อาจมีข้อความขึ้นดังรูป ให้คลิก Ignore



1.6 คลิก Yes




1.7 คลิก OK แสดงว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว




2. การใช้งานโปรแกรม


2.1 เปิดโปรแกรมให้ไปที่ Start → Programs → Mapper Version 1.0 → Mapper Version 1.0




2.2 จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังนี้




2.3 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัส ICD-10-TM ลงไปที่ช่อง ICD10TM จะปรากฏรหัส ICD10 หรือ ICD9CM เกิดขึ้นตรงช่อง Result ดังเช่นตัวเองในรูป





นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถ copy code ไปใช้ได้ตามต้องการ



2.4 ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลในหมวดเดียวกันได้ดังรูป




2.5 ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสได้โดย คลิกที่ปุ่ม MENU → Search จากนั้นพิมพ์รหัสที่ต้องการ




3. การ update โปรแกรมเวอร์ชันใหม่

การอัปเดตโปรแกรมสามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม MENU → Check Update



เมื่อคลิกที่ปุ่ม Check Update จะมีการแจ้งสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิก OK



โปรแกรมจะทำการ update version ตัวล่าสุดให้อัตโนมัตินี้ดังรูป

